

IDENTIFIKACIJA GLJIVA
ISPITIVANJE OSTELJIVOSTI GLJIVA NA ANTIMIKOTIKE – DISK DIFUZIONI METOD

Uputstva za transport materijala

Izolat/kuturu na hranljivoj podlozi zaštititi parafilmom ili selotejpom i staviti u odgovarajuće pakovanje namenjeno za transport, zaštićeno od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja. Transportovati u roku od 2 sata na temperaturi od +25°C ili do 24 sata na temperaturi od +4°C.